0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL



HANDLEIDING DRESSBUDDY EASY

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**

1



Leg de Dressbuddy Easy op uw benen met de gele gripstaafjes omhoog en houd de kous met de hiel naar boven

2



Maak een flinke omslag in de kous

3



Sla de omslag om de gele gripstaafjes (de hiel wijst naar boven)

4



Zet de Dressbuddy Easy met de blauwe gripstaafje op de grond en met de gele naar u toe. Duw uw voet in de kous

5



Duw uw hak verder in de kous. Duw de wreef tegen de voorzijde van de kous, zodat er een grotere opening ontstaat

6



Trek de Dressbuddy Easy verder omhoog

7



Maak de kous los van de gele gripstaafjes

TIP

Ook handig in gebruik zijn de Slip perfect en de grotere antislipmat



Slip Perfect - art nr. 3014



Anti-slip mat - art nr. 3040

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**

1



Houd de Dressbuddy Easy met de gele gripstaafjes van u af

2



Duw de blauwe gripstaafjes zo diep mogelijk in uw kous

3



Duw de Dressbuddy Easy naar beneden

4



Zet de Dressbuddy Easy zo ver mogelijk van u af en trek nu uw voet naar achteren

5



Verplaats de Dressbuddy Easy verder naar voren en trek uw voet verder naar achteren



ONLINE INSTRUCTIEFILM STEUNKOUSEN AAN-EN UITTREKKEN

Mocht het aantrekken niet gelukt zijn kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Dressbuddy Easy Mag gereinigd worden tot max 70°

VOORDELEN

- Licht in gewicht
- Eenvoudig in gebruik
- Gebruik voor zowel de open als gesloten steunkous

VOORWAARDEN GEBRUIK

- Nog lichte kracht in uw handen
- Uw handen moeten net voorbij uw knie kunnen reiken

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(**MA T/M DO** 08:30-16:30 / **VR** 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL